

Przeznaczenie i wskazania

Nasze gumowe końcówki służą do utrzymywania, promowania i zabezpieczania chodzenia w połączeniu z pomocą do chodzenia lub laską. Prosimy również o zapoznanie się z instrukcjami bezpieczeństwa!

Przeciwwskazanie

Brak

Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przed każdym użyciem sprawdź, czy pomoc do chodzenia działa prawidłowo i czy gumowa końcówka jest dobrze dopasowana. Regularnie sprawdzaj gumową końcówkę pod kątem uszkodzeń lub zużycia i wymień ją w razie potrzeby. Przyczepność podłoża jest kluczowa dla bezpiecznego trzymania pomocy do chodzenia! Unikaj mokrych podłóg lub powierzchni, takich jak żwir, piasek, liście, lód lub śnieg! Zwróć uwagę na punkty potknięcia, takie jak nierówności, dziury w podłożu, luźne wykładziny podłogowe lub krawędzie, ponieważ pomoc do chodzenia może niespodziewanie się ześlizgnąć lub zapaść! Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku niewystarczającego oświetlenia, ponieważ wówczas nierówności pod ziemią będą bardzo słabo widoczne!

Montaż kapsułki gumowej

Zdejmij starą gumową końcówkę z pomocy do chodzenia lub laski i załóż nową gumową końcówkę na rurkę. Uwaga! Upewnij się, że gumowa końcówka jest dobrze dopasowana.

Używać

Ryzyko poślizgnięcia się lub upadku –zwłaszcza na śliskich i mokrych powierzchniach –nigdy nie może być całkowicie wykluczone podczas korzystania z pomocy do chodzenia. Podczas chodzenia umieść kulę lub laskę tak pionowo, jak to możliwe inie za daleko od ciała. Bardzo ukośne ustawienie zwiększa ryzyko upadku!

Przechowywanie i pielęgnacja

Nigdy nie przechowuj gumowej końcówki w pobliżu źródeł ciepła, takich jak piekarniki, grzejniki lub wsamochodzie na półce! Nie wystawiaj gumowej końcówki na działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas!

Silne słońce lub ciepło uszkodzi materiał! Gumowa końcówka jest częścią zużywającą się i należy ją regularnie wymieniać. Ostrzeżenie! Nigdy nie czyść gumowych końcówek substancjami olejnymi! Niebezpieczeństwo poślizgnięcia! W razie potrzeby wyczyść gumową końcówkę łagodnym środkiem czyszczącym i miękką ściereczką, jeśli jest brudna. Nigdy nie używaj środków czyszczących zawierających rozpuszczalniki, ponieważ mogą one uszkodzić materiał! Uwaga: Jeśli dezynfekcja okaże się konieczna, użyj odpowiedniego środka dezynfekującego. Zapoznaj się z instrukcją użytkowania producenta.

Ograniczenie użytkowania

Uszkodzonych i mocno zużytych gumowych końcówek nie wolno używać pod żadnym pozorem, ponieważ nie zapewniają już wymaganego bezpieczeństwa! Uwaga: Wszystkie poważne incydenty związane z produktem muszą zostać zgłoszone producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik i/lub pacjent ma siedzibę.

Ponowne wykorzystanie (wynajem) / czas użytkowania

Przyjmujemy odpowiedzialność zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkt tylko za pierwsze wprowadzenie naszych produktów na rynek. Zgadzamy się na ponowne użycie tylko wtedy, gdy produkt został przez nas wcześniej przetestowany. Żywotność gumowej końcówki IP zależy od zużycia, ale jest ograniczona do maksymalnie 2 lat. Po tym czasie dalsze użytkowanie gumowej końcówki jest odpowiedzialnością użytkownika.

Gwarancja i odpowiedzialność

Zakupiłeś wysokiej jakości produkt Ossenberg. Jeśli pomimo najwyższych standardów jakościowych wystąpi uzasadniona wada materiałowa, Ossenberg ma prawo, w ramach 12-miesięcznej gwarancji, naprawić wadliwy przedmiot lub wymienić go na wolny od wad przedmiot w ramach kolejnej dostawy, według własnego uznania. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane modyfikacjami naszych produktów. Gwarancja nie obejmuje wad, które są spowodowane zużyciem lub niewłaściwym obchodzeniem się z produktem. Części eksploatacyjne są wyłączone z gwarancji. Można używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych i akcesoriów! W sprawie części zamiennych, akcesoriów i napraw prosimy o kontakt ze specjalistycznym sklepem.

Sprzedaż

Aby uzyskać informacje na temat regionalnych przepisów dotyczących utylizacji odpadów, należy skontaktować się ze sprzedawcą.

Dane techniczne

REF		A
716	Kończówka gumowa wkładką stalową	16 mm
719	Kończówka gumowa wkładką stalową	19 mm



Katalog symboli



Numer przedmiotu



Numer partii



Przeczytaj instrukcję obsługi instrukcje



Ten produkt jest zgodny z wymaganiami Rozporządzenia (UE) 2017/745 (MDR).



Produkcja



Data produkcji



Uwaga



Wyrób medyczny



Dystrybucja według



Dopuszczalne ciało waga

