

## Instrukcja użytkowania drewnianych lasek –PL

### Przeznaczenie i wskazania

Nasze laski do chodzenia są przeznaczone dla osób z lekkim upośledzeniem ruchowym, upośledzeniem ruchów, zaburzoną równowagą przy wystarczająco nienaruszonej zdolności chodzenia i ograniczoną koordynacją. Są używane w celu utrzymania, promowania i stabilizacji chodzenia lub częściowego odciążenia kończyn dolnych. Laski do chodzenia mogą być używane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Należy również przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa!

### Przeciwwskazanie

Korzystanie z laski nie jest wskazane, jeśli występuje utrata kończyny w obu rękach lub przykurcze/uszkodzenia stawów w obu rękach.

### Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Nie wieszaj żadnych toreb, szaszetek ani innych przedmiotów na lasce! Laska nie może być pod żadnym pozorem używana do celów innych niż te, do których jest przeznaczona, np. do podnoszenia lub przenoszenia przedmiotów lub jako narzędzie do przełączania przełączników światła lub naciskania przycisków w windach! Ważne jest, aby podłoże miało dobrą przyczepność, aby zapewnić bezpieczne trzymanie laski! Unikaj mokrych podłóg lub powierzchni, takich jak żwir, piasek, liście, lód lub śnieg! Zwróć uwagę na punkty potknięcia, takie jak nierówności, dziury w podłodze, luźne wykładziny podłogowe lub krawędzie, ponieważ laska może niespodziewanie się ześlizgnąć lub zapaść! Zaleca się szczególną ostrożność, gdy warunki oświetleniowe są niewystarczające, ponieważ nierówności w podłożu można wtedy dostrzec tylko z trudem!

### Regulacja laski

**Ostrzeżenie!** Skontaktuj się ze swoim specjalistycznym sprzedawcą, aby zapewnić właściwą regulację funkcjonalną i ergonomiczną! Nieprawidłowo wyregulowane laski mogą ograniczyć funkcjonalność laski lub prowadzić do przeciążenia lub nieprawidłowego obciążenia pacjenta! Laska jest przekazywana Tobie jako pacjentowi w odpowiednim stanie, podczas gdy Twój specjalistyczny sprzedawca lub specjalista ds. opieki zdrowotnej indywidualnie dopasowuje ją do Twojego ciała. Jeśli masz jakiegokolwiek wątpliwości, czy tak jest, skontaktuj się z odpowiedzialnym personelem specjalistycznym. Laska może zapewnić Ci ulgę, której pragniesz, tylko jeśli jest optymalnie dopasowana do rozmiaru Twojego ciała.

### Dostosuj długość

Stań prosto w codziennych butach ulicznych i pozwól, aby Twoje ramiona swobodnie zwisały, rozciągnięte i lekko zgięte. Upewnij się, że Twoje ramiona są zawsze proste w stosunku do siebie, a nie pod kątem podczas korzystania z laski! Połóż laskę uchwytem na podłodze i zmierz długość od nadgarstka/nadgarstka do podłogi lub zaznacz pożądaną pozycję łatwo wymiowanym ołówkiem. Następnie skróć laskę na wysokości stawu nadgarstka.

### Używanie

Istnieje wiele różnych sposobów korzystania z lasek i wszystko zależy od indywidualnych ograniczeń zdolności chodzenia. Poproś o instrukcje dotyczące korzystania z lasek swojego specjalistycznego sprzedawcy lub lekarza! Lasek nie wolno używać w wodzie. Unikaj długotrwałego kontaktu lasek z wilgocią. Laski muszą być odpowiednio wysuszone, gdy zetkną się z wodą. Prawidłowe obchodzenie się z laskami wymaga pewnej praktyki. Dlatego zalecamy, aby na początku skorzystać z dodatkowego wsparcia asystenta. Zawsze używaj laski po stronie przeciwnej do kontuzjowanej nogi lub nogi, która wymaga ochrony! Prowadź kijki blisko ciała, a nie pod kątem skierowanym na zewnątrz! W przeciwnym razie możesz upaść! Podczas korzystania z laski trzymaj uchwyt mocno i całkowicie ręką! Noś buty, które są jak najwygodniejsze, z płaską podeszwą, aby Twoja noga lepiej znosiła dodatkowe obciążenie! Jeśli upadniesz: Jeśli to możliwe, pozwól, aby laska spadła na bok, abyś na nią nie upadł! Jeśli to możliwe, niech ktoś ci towarzyszy i cię wspiera, aby mógł cię złapać, jeśli upadniesz! Postaraj się o wykwalifikowany personel, który poinstruuje cię, jak wchodzić po schodach z laską! Podczas wchodzenia po schodach z laską ważne jest, aby trzymać się poręczy wolną ręką! Podczas wchodzenia po schodach z dwiema laskami trzymaj obie laski razem w jednej ręce i upewnij się, że mocno trzymasz się poręczy wolną ręką!

### Środki ostrożności

Korzystanie z laski powoduje niezwykle obciążenie poszczególnych części ciała! Może to skutkować następującymi niepożądanymi efektami ubocznymi: Dłonie mogą być narażone na nacisk lub otarcia! Należy pamiętać, że może to prowadzić do bólu i nadmiernego wysiłku na początku lub podczas długotrwałego wysiłku! Ważne jest, aby robić wystarczające przerwy!

**Przechowywanie i pielęgnacja** Nigdy nie przechowuj kijków w pobliżu źródeł ciepła, takich jak piec, grzejniki lub w miejscach narażonych na działanie ciepła w samochodzie! Nie wystawiaj kijków na działanie promieni słonecznych przez

dłuższy czas! Chroni swoją laskę przed upadkiem i uszkodzeniem lakieru (np. za pomocą, smyczy, pasków lub uchwytów). Gumowa nasadka jest częścią zużywającą się i musi być regularnie wymieniana. Laski mogą być ponownie używane dopiero po dłuższym okresie nieużywania, po uprzedniej kontroli przez wykwalifikowany personel!

**Ostrzeżenie!** Nigdy nie czyść uchwytu i gumowej nasadki przy użyciu substancji oleistych! Istnieje ryzyko poślizgu! W przypadku zanieczyszczenia wyczyść laskę łagodnym środkiem czyszczącym i miękką ściereczką, jeśli to konieczne. Nigdy nie używaj środków czyszczących zawierających rozpuszczalniki, ponieważ mogą one uszkodzić lakier! Uwaga: Jeśli wymagana jest dezynfekcja, należy użyć odpowiedniego środka dezynfekującego. Postępuj zgodnie z instrukcją producenta dotyczącą użytkowania.

### Ograniczenie użytkowania

Laska może być poddawana obciążeniom wyłącznie zgodnie z instrukcją producenta. Należy przestrzegać maksymalnej dopuszczalnej masy ciała podanej na produkcie! W przypadku większych obciążeń lub w razie wątpliwości należy skontaktować się ze sprzedawcą. Pod żadnym pozorem nie wolno używać wygiętej lub uszkodzonej laski, ponieważ nie zapewnia ona już wymaganej stabilności! Wygiętej laski nie wolno również prostować ze względu na ryzyko złamania! Uwaga: Wszystkie poważne incydenty związane z produktem należy zgłaszać producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym znajduje się użytkownik i/lub pacjent.

### Ponowne wykorzystanie (wynajem) / czas użytkowania

Przyjmujemy odpowiedzialność zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkt wyłącznie w przypadku pierwszego wprowadzenia naszych produktów na rynek. Wyrażamy zgodę na ponowne użycie wyłącznie po uprzednim sprawdzeniu produktu. Okres użytkowania laski jest ograniczony do 2 lat. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za dalsze używanie laski po upływie tego okresu.

#### Gwarancja i odpowiedzialność

Zakupiłeś wysokiej jakości produkt. W przypadku uzasadnionej wady materiałowej, pomimo najwyższych standardów jakości, firma zastrzega sobie prawo, w ramach 12-miesięcznej gwarancji, do naprawy wadliwego przedmiotu lub wymiany go na wolną od wad dostawę uzupełniającą, według własnego uznania. Należy pamiętać, że surowsze przepisy prawne mają zastosowanie do naszych gotowych produktów, w szczególności produktów wykonywanych na zamówienie. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane modyfikacjami naszych produktów. Gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych zużyciem lub niewłaściwym obchodzeniem się z produktem. Części eksploatacyjne są wyłączone z gwarancji. Należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych i akcesoriów! W celu uzyskania części zamiennych, akcesoriów i napraw prosimy o kontakt ze sprzedawcą specjalistycznym.

#### Sprzedaż

Aby uzyskać informacje na temat regionalnych przepisów dotyczących utylizacji odpadów, należy skontaktować się ze sprzedawcą.

#### Dane techniczne

Numer przedmiotu	Długość	Srednica laski	Maksymalna masa ciała
Bambus derby	96 cm	18 -20 mm (stożkowa)	100kg
Brązowy derby	96 cm	18 -20 mm (stożkowa)	100kg
Piekło derby	96 cm	18 - 20 mm (stożkowa)	100kg
Derby czarne	96 cm	18 -20 mm (stożkowa)	100kg
Derby białe	96 cm	18 -20 mm (stożkowa)	100kg
Fritz Braun	96 cm	18 -20 mm (stożkowa)	100kg
Piekło Fritza	96 cm	18 -20 mm (stożkowa)	100kg
Fritz czarny	96 cm	18 -20 mm (stożkowa)	100kg
Fritz Weiss	96 cm	18 -20 mm(stożkowa)	100kg



Ossenberg GmbH  
ulica Kanalstraße 79  
48432 Ren Niemcy

Telefon: +49 (0) 59 71 -980 46 0  
Faks: +49 (0) 59 71 -980 46 16  
Internet: [www.ossenberg.com](http://www.ossenberg.com)  
Poczta: [info@ossenberg.com](mailto:info@ossenberg.com)



Igor Vlk-sukromna firma  
Na papierze 317/39  
97244 Kamenec pod Vtacznikami  
Słowacja

Telefon: 00421 911 717 966  
Poczta: [igor@igorvlk.sk](mailto:igor@igorvlk.sk)

